



En optimal løsning for serom aspiration

Seroma-Set™ er et sterilt engangs, lukket system for serom drænage efter bl.a. brystoperationer



Seroma-Set™

- Lukket system for optimal sikkerhed
- Hurtig og enkel aspiration
- Mindre risiko for infektioner
- Brugervenlig og enkel at bruge
- Kan let betjenes med én hånd
- Ergonomisk håndtag
- Patientvenlig
- Latex og DEHP fri
- Økonomisk

Seroma-Set™ kan benyttes til alle former for serom aspiration, som typisk er efter:

- Brystcancer, mastectomier & bryst rekonstruktioner
- Abdominalkirurgi (abdominoplastik)
- Plastikkirurgi i ansigtet
- Hernie kirurgi
- Kejsersnit & hysterektomier
- Kirurgi i aktive led



Varenummer	Produkt	Antal pr. æske
1060	Seroma-Set™, 400ml – Håndtag + 400ml flaske, engangs	25 stk
1061	Seroma-Set™, 600ml – Håndtag + 400ml flaske, engangs	22 stk
1020	Bottle 400ml, alene, engangs	44 stk
1021	Bottle 600ml, alene, engangs	32 stk
1050	Seroma-Set™ håndtag alene, engangs	100 stk